

Kritické meze pro nahlášení výsledků – SEROLOGIE

Vyšetření	Parametry hlášení	Jednotka
Hepatitida B	HBsAg >0,05 nebo Pozitivní výsledek konfirmačního vyšetření (NRL pro VH)	IU/ml
Hepatitida C	HCV Ag > 1,0 nebo Pozitivní výsledek konfirmačního vyšetření (NRL pro VH)	Index
Hepatitida A	IgM > 1,2	Index
HIV	Pozitivní výsledek konfirmačního vyšetření (NRL pro HIV/AIDS)	Index
Lues	Pozitivní výsledek konfirmačního vyšetření (NRL pro syfilis)	
EBV	Primoinfekce (kombinace parametrů)	U/ml
Bordetella pertusis	IgA >12,0 IU/ml a/nebo IgG >100,0 IU/ml	IU/ml (IgA, IgG)
Příušnice (parotitis)	IgM > 1,2 nebo dynamika IgG	Index (IgM, IgA)
Spalničky (morbili)	IgM > 1,2 nebo dynamika IgG	Index (IgM, IgG)
TOXO	Akutní infekce (kombinace parametrů)	Index, IU/ml

Z hlediska epidemiologie významná onemocnění, pokud jsou pozitivní IgM (bordetely, tularémie, brucelóza, toxoplasmóza, VZV...) Ošetřujícímu lékaři (případně na oddělení) hlásíme telefonicky ihned, na KHS pošleme vytištěnou hlášenku z LIS.

1. Hlášení ošetřujícímu lékaři telefonicky.
2. Hlášení na krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje, odbor protiepidemický.