

Kritické meze pro nahlášení výsledků - BIOCHEMIE

Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí kontrolu výsledků.

VYŠETŘOVANÝ ANALYT	DOLNÍ KRITICKÁ MEZ DOSPĚLÍ	HORNÍ KRITICKÁ MEZ DOSPĚLÍ	DOLNÍ KRITICKÁ MEZ DĚTI	HORNÍ KRITICKÁ MEZ DĚTI
S_Glukóza (mmol/l)	<2	<20	<3	>10
S_Na ⁺ (mmol/l)	<125	>155	<130	>150
S_K ⁺ (mmol/l)	<2,8	>6,2	<3	>6
S_Cl ⁻ (mmol/l)	<80	>125	<85	>125
S_Ca ²⁺ (mmol/l)	<1,8	>3,0	<1,8	>2,9
S_Fosfor (mmol/l)	<0,3	>3,5		
S_Urea (mmol/l)	-	>25	-	>13
S_Kreatinin (μmol/l)		>300		>200
S_Bilirubin (μmol/l)		>100		>50
S_ALT (μkat/l)		>7		>3
S_AST (μkat/l)		>7		>3
S_CK (μkat/l)		>20		>10
S_Amyláza (μkat/l)		>5		>5
U_Amyláza (μkat/l)		>20		>20
S_Albumin (g/l)		<20		<25
S_TSH (mU/l)	<0,01	>100	<0,01	>20
S_ft4 (pmol/l)		>40		>30
S_PSA (ng/ml)		>50,0		
S_CRP (mg/l)		>100,0		>60